


BEZDRÁTOVÁ DIGITÁLNÍ RADIOGRAFIE



BEZDRÁTOVÉ SENZORY

CDR Wireless

- Jediný senzor pro digitální radiografii na světě, který je skutečně bezdrátový
- Umístění senzoru je jednodušší pro vás a pohodlnější pro pacienta
- Senzor umožňuje snadné použití na více křeslech
- S režimem „Autotake“ vytvoříte až 21 snímků za sebou bez nutnosti kontaktu s počítačem
- Vysokou kvalitu snímků zaručuje technologie CMOS - APS vyvinutá firmou Schick tech.



- nejmodernější technologie v praxi
- sada držáků součástí balení
- instalace a zaškolení obsluhy
- rychlý odborný servis
- přímá spolupráce s ambulantními programy PC Dent, Dentist+, ...

Objednejte si ukázkou ve vaší ordinaci ZDARMA na čísle **800 100 793**

Specifikace

Dvě velikosti bezdrátových senzorů



	senzor 1	senzor 2
rozměry senzoru	37 x 24 mm	43 x 30 mm
rozměry aktivního okna	30 x 20 mm	36 x 25,6 mm
plocha aktivního okna	600 mm ²	921 mm ²
životnost	cca 400.000 snímků	cca 400.000 snímků
rozlíšení (senzor CMOS-APS)	14 lp/mm	14 lp/mm
baterie (na min. 500 snímků)	2 kusy	2 kusy



senzory v originální velikosti

základna

rozměry stanice	195 x 110 x 160 mm
váha	414 g
frekvence	2,4GHz
oddělitelná anténa, připojení přes USB port	



minimální konfigurace

MS Windows 2000 SP 4

Minimálně 64 MB RAM

5 GB HDD

Intel chipset pro USB řadič

schick
digitální ordinace