






Universální držáky AnyRay pro RTG senzory

Držák AnyRay disponuje otočnou hlavou a tím lze senzor snadno uchopit a přizpůsobit pro horizontální a vertikální bitewing, apikální a frontální snímky.

AnyRay lze také snadno desinfikovat v autoklávu.



Držák 1.2 - pro senzor Schick Wireless č.1

Držák 1.4 - pro senzor Schick CDR 2000 č.1

Držák 2.1 - pro senzor Schick Wireless č.2 a CDR 2000 č.2

Tip: na držák velikosti 2.1 lze nasadit i senzor Schick CDR 2000 č.0

