



Držáky Schick - jednorázové



A: Anterior Periapikalní držák

B: Centr Ring


C: Anterior Arm



A: Posterior Periapikalní držák

B: Posterior kroužek


C: Posterior Arm



A: Bitewing držák

B: Centr Ring

C: Bitewing Arm



Bite Tab



Endo Tab

Díky Schick CDR držákům dosáhnete komfortním a snadným způsobem vždy správného umístění senzoru.

Tyto jednorázové držáky stačí odlepit a bezstarostně přilepit k senzoru. Tyto nove držáky jsou také tenčí než předchozí modely a tím Vám dávají více možností k umístění.

Další výhody jednorázových držáků Schick:

- Pro rychlou orientaci jsou držáky barevně rozlišeny.
- Jednorázové držáky nemusíte umývat.
- Zvýšená asepse.
- Hodí se na všechny typy CDR senzorů velikosti 1 a 2
- Práce s již připraveným raménkem vč. kroužku.

Název	Množství	Cena
Anterior Periapikalní držák	50	
Posterior Periapikalní držák	50	
Bitewing držáky	50	
Bite Tab držáky	50	
Endo Tab držáky	50	
Hygienické návleky (velikost 1)	300	
Hygienické návleky (velikost 2)	300	
Startovací sada (velikost 1)	jednotlivně	
Startovací sada (velikost 2)	jednotlivně	



- Startovací sada obsahuje:
- 100 ks - Hygienických návleků
 - 15 ks - Bite Tab držáky
 - 15 ks - Bitewing držáky
 - 15 ks - Endo držáky
 - 15 ks - Anterior Periapikalní držák
 - 15 ks - Posterior Periapikalní držák
 - 1 ks - Posterior Arm
 - 1 ks - Bitewing Arm
 - 1 ks - Anterior Arm
 - 1 ks - Posterior Ring
 - 1 ks - Center Ring