



**Schick SDX®**

## intraorální rentgen

Intraorální RTG Schick SDX je nejen velmi vhodný pro digitální radiografii, ale stejně tak dobře lze použít i s konvenčními filmy. Pro bezdrátové senzory Schick lze vybavit zabudovanou anténou. Pro standardní senzory je konektor umístěn přímo na hlavici. Uživatel má možnost si vybrat z několika přednastavených hodnot expozice nebo si naprogramovat vlastní. Je dostupný ve čtyřech montážních variantách včetně pojízdného.

**schick**

- Pokročilá technologie - řízení mikroprocesorem
- Zabudovaná anténa - ideální pro bezdrátové senzory
- Malé ohnisko umožňuje vyšší rozlišení a ostřejší obrázky
- Digitální časovač umožňuje přesné expozice
- Automatická detekce bezdrátových a standardních sensorů
- Čtyři způsoby montáže vyhoví každé ordinaci

### specifikace:

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| anodové napětí:          | 65 kV                         |
| proud:                   | 4 mA nebo 5 mA (nastavitelné) |
| velikost ohniska:        | 0,7 mm (dle IEC 336)          |
| délka tubusu:            | 20 cm                         |
| rozsah expozičních časů: | 0,01 s - 2 s                  |
| zatěžovací cyklus:       | 1:15 (adaptivní)              |
| napájení:                | 230V 50Hz                     |

dosah: 160 cm, 190 cm, 213 cm, pojízdné provedení

